

Riktig prøveuttak og behandling av prøvematerialet er viktig for å sikre best mulig kvalitet på analysene. Denne veiledningen inneholder PatoGen sine retningslinjer for uttak og håndtering av lakselus for Real-Time PCR-analyser.

Generelt anbefales det at prøveuttak utføres av personale med god erfaring. Etter avtale kan PatoGen forestå prøveuttak eller opplæring av personale i rutiner for prøveuttak.

PatoGen Prøveinnsamlingspakke for lakselus:

Pakken er utviklet som et ledd i kvalitetssikringen av PatoGen sine analyser. Det blir sendt ut rør fylt med Etanol rektifisert tilsatt 1,5% MIBK 1% MEK, pinsett, ispose og bobleplastkonvolutt for innsending til PatoGen. PatoGen sin prøveinnsamlingspakke kan oppbevares i romtemperatur frem til bruk.

Prøveuttak

Det sendes inn minimum 30 lakselus per prøveuttak. Disse legges i prøverør fra PatoGen, ca. 30 lus per rør.

Det sendes inn hele lakselus.

Informasjon som må følge med innsendingen er utfylt bestillingsskjema og resultat fra siste lusetelling (kopi av lusetellingskjema).

Oppbevaring og forsendelse

Etter prøveuttak oppbevares prøverøret i kjøleskap. Prøvene sendes til PatoGen med en fryst ispose i bobleplastkonvolutten som fulgte prøveinnsamlingspakken.

Pakken sendes med ekspress over natt til adressen under. Send sporsnummer til sample@patogen.no eller +47 957 07 910.

NB: Alle LiceAdvisor-prøver skal sendes til Ålesund, ikke Bodø.

PATOGEN AS - RASMUS RØNNEBERGS GATE 21 - 6002 ÅLESUND

